

## Kit CO<sub>2</sub> Upgrade per Tiger Trap

Il kit per aumentare ancora di più le catture dell'apparecchio Biogents MOSQUITAIRE

### CO<sub>2</sub>: un eccellente attrattivo per le zanzare.

L'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) è un gas innocuo non tossico, non nocivo, non infiammabile, normalmente presente in natura.

Gli esseri umani e tutti gli animali a sangue caldo, emettono una certa quantità di Anidride Carbonica (CO<sub>2</sub>) tramite la respirazione.

La CO<sub>2</sub> è un forte elemento stimolante nei confronti delle zanzare che, proprio tramite la CO<sub>2</sub> emessa con la respirazione, avvertono la presenza di un essere vivente anche a 30 metri di distanza.

Le zanzare, intercettando e risalendo questa scia nell'aria, individuano così la vittima.




ATTRAZIONE ESERCITATA DAI DUE FATTORI NEI CONFRONTI DELLE ZANZARE			
	Emanazione della pelle	Emanazione di CO <sub>2</sub>	Emanazione della pelle congiunta al CO <sub>2</sub>
Zanzara tigre	● ● ●	●	● ● ● ● ● ●
Zanzara comune	●	● ● ●	● ● ● ● ● ●

Alcune specie di zanzare sono più attratte dal CO<sub>2</sub>, mentre altre come la Zanzara Tigre, sono più sensibili alle emanazioni odorose emesse dalla pelle. La combinazione delle due emanazioni (CO<sub>2</sub> + odore della pelle) creano una miscela fortemente attrattiva per ogni tipo di zanzara.



**Biogents CO<sub>2</sub> Upgrade** è un diffusore di gas CO<sub>2</sub>, da aggiungere a tutti gli apparecchi Mosquitaire. Il kit produce nell'ambiente attorno all'apparecchio le emissioni di CO<sub>2</sub> diffuse dagli esseri viventi.

La diffusione a "folate" della CO<sub>2</sub>, in combinazione con la speciale sostanza odorosa che riproduce l'odore della pelle umana, la forma e il colore dell'apparecchio ed il sistema brevettato di aspirazione permettono un numero di catture superiore a quelle possibili con gli apparecchi che producono il CO<sub>2</sub> tramite la combustione del gas propano/butano.



Codice Art. **H00066**

Il kit è composto da un diffusore di CO<sub>2</sub>, da un riduttore di pressione di gas e da un tubo di gomma.



Cavo di alimentazione



Tubo in gomma per trasporto CO<sub>2</sub>



Regolatore di pressione

Diffusore di CO<sub>2</sub>

Quantità di CO <sub>2</sub> rilasciata	Quantità di catture	Durata media di una bombola di CO <sub>2</sub> da 10 Kg	Durata media di una bombola di CO <sub>2</sub> da 5 Kg
Alta	● ● ● ● ● ● ● ●	20 giorni	10 giorni
Bassa	● ● ● ●	50 giorni	25 giorni

**Biogents CO<sub>2</sub> Timer** cod. art. **H065**

Il Biogents CO<sub>2</sub> Timer consente di programmare l'erogazione della CO<sub>2</sub> impostando 2 periodi di erogazione nell'arco delle 24 ore.

VANTAGGI:

- Erogazione della CO<sub>2</sub> solo durante gli effettivi periodi di attività delle zanzare.
- Riduzione del consumo di CO<sub>2</sub> fino al 75%.
- Maggiore durata della bombola con conseguenti minori costi.
- Un unico BG-CO<sub>2</sub> Timer può regolare più di un apparecchio contemporaneamente.
- Il BG-CO<sub>2</sub> Timer può essere applicato su tutti gli apparecchi Biogents e funziona con una batteria da 9V.

*Il BG-CO<sub>2</sub> Timer viene montato fra la fonte di CO<sub>2</sub> e la trappola, alla quale sono già applicati i tubi per la CO<sub>2</sub>. Può regolare fino a 5 apparecchi contemporaneamente.*



Fonte di CO<sub>2</sub>

Apparecchio Biogents

Per il funzionamento del Kit è necessaria una bombola CO<sub>2</sub> non presente nella confezione.

Le bombole CO<sub>2</sub> sono reperibili presso tutti i Centri Ricarica Estintori. CFG ha stipulato un accordo con la Società Linde Gas Italia per il recapito a domicilio ed il montaggio della bombola di CO<sub>2</sub>.

Per informazioni su condizioni e costi chiamare il numero verde Linde **800546334** oppure CFG SpA Tel 0586 580066



Guarda il video su [www.cfg.it](http://www.cfg.it)

o su

[youtube.com/watch?v=3WfAB2dHYnE&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=3WfAB2dHYnE&feature=youtu.be)

